

WELLCARE®

Soothing Heating Pad

Standard | Large

Instruction Manual

WE-167SPHD
WE-167SPLHD

**Beruhigendes
Heizkissen**
Standard | Groß
Gebrauchsanleitung

**Verzachtend
Verwarmingskussen**
Standaard | Groot
Gebbruiksaanwijzing

**Coussin Chauffant
Apaisant**
Standard | Grand
Mode d'emploi



MODEL: WE-167SPHD / WE-167SPLHD

GB	Snuggly Heating Pad Standard Large Instruction Manual 03
DE	Beruhigendes Heizkissen Standard Groß Gebrauchsanleitung 19
NL	Verzachtend Verwarmingskussen Standaard Groot Gebruiksaanwijzing 37
FR	Coussin Chauffant Apaisant Standard Grand Mode d'emploi 55

B802.101_H0410



WELLCARE CO., LTD.

16F, No. 738, Zhong Zheng Rd., Zhong He District, New Taipei City 235, Taiwan

Tel. 886 2 8226 2899 Fax. 886 2 8226 2889

www.wellcare-global.com

Explanation of symbols



Read instructions



Do not use when folded or creased



Do not pierce with needles



Not to be used by very young children (0-3 years)



Do not dry clean



30°C extra gentle washing program



Do not bleach



Do not tumble dry



Do not iron

Thank you for purchasing the Soothing Heating Pad from Wellcare.





To enjoy the most comfortable experience and the greatest satisfaction, please take a few minutes to read this instruction carefully before using this product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS RETAIN FOR FUTURE USE

KEEP CAREFULLY IN CASE IT IS NEEDED!

This heating pad is designed to be used for many years if it is properly used. Read the instruction carefully to prevent damage or danger caused by incorrect use. Keep this instruction manual at an easy-to-access location so you can refer back when necessary.

If you let somebody else use this product, please pass on this instruction manual as well and make sure the user has read it before using.



4D DWF®
DYNAMIC WARMTH FLOW

4D DWF® Technology (please see fig. C)

This heating pad utilizes WELLCARE's recent and the most innovative technology - 4D DWF®. While this technology pioneers in the flexible heating industry, its production process is also the state of the art.

Our physical living environment consists of three dimensions, width, length, and depth; hence, the term "3D". As Wellcare introduces to you the 4D DWF® technology, the "temperature" brought to you by dynamic flow of warmth is the definition of the fourth dimension. 4D DWF® employs concepts of breathing system which creates full-body heat circulation for heat to disperse evenly, thoroughly, and quickly. The heat is generated by heating elements, builds up and gathers around several hundred uniquely designed circular holes. Through these holes, the heat flows bi-directionally to create a gentle heat flow and the thermal energy can flow rapidly to warm up human bodies.

There are many benefits of this innovative technology :

- Better breathability
- Rapid heating
- Higher temperature
- Uniquely designed holes to provide 360° warmth circulation
- Greater heat distributing area
- Effective heat transmission
- Strands of warmth flow retain air moisture
- Warmth kept at a constant temperature
- Energy saving

This product is not intended for medical use in hospitals.

- Please read carefully and follow the instructions.
- Do not use this appliance if there is visible damage.
- Examine the appliance frequently for signs of wear or damage. If there are such signs or if the appliance has been misused or does not work, return it to the supplier before switching it on again.
- Use the appliance only as described in this instruction manual.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- The appliance must not be used when folded or crumpled.
- Do not treat this product as a sheet or tuck it in the mattress.
- Do not pierce the appliance with needles, safety pins or other sharp objects.
- Do not tug, twist or make sharp bends to the cables.
- Do not carry or unplug the product by pulling its mains cable.
- Do not expose the controller or the mains cable to moisture or liquids.
- Do not use the product when it is damp or wet

and only use it in dry environments.

- Do not use the appliance for persons who cannot move without help, small children, persons who cannot feel heat, or animals. Persons who can feel heat to some extent may only use the appliance with supervision.
- Do not sit on the heating pad.
- Do not operate the heating pad unsupervised.
- This appliance must not be used by persons insensitive to heat and other very vulnerable persons who are unable to react to overheating.
- Caution! Never fall asleep while the appliance is in operation.
- Prolonged use can cause burns to the skin.
- When the appliance will be used for an extended period (falling asleep), the temperature setting should be adjusted to the lowest level (setting 1) for continuous use to avoid overheating on the same body part, which may lead to burns to the skin.
- If the fuse link or thermal link has ruptured, the product shall be returned to the distributor or its service agent for repairing.
- If the mains cable of the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its customer service department or qualified persons to prevent hazards.
- The heating pad may not be switched on by

using a timer switch.

- Avoid sharp bending or bundling of the heating pad.
- While the heating pad is switched on,
 - Do not place any large or heavy objects on it such as suitcases, etc.,
 - Do not place any heat sources on it such as hot water bottles, heating pads or such like.
 - Due to the components in the controller will make it slightly warm, never let the controller to be covered or placed on the heating pad, pillows and the like or lie on the electric mattress heater.
- Do not fold the heating pad when it is hot.
- Children shall not play with this appliance.
- Children below the age of three (0~3) are not allowed to use this device due to their inability to react to overheating.
- This device may not be used by young children over the age of three(3) unless the control unit has been pre-set by a parent or guardian or the child has been adequately instructed on how to operate the control unit safely.
- This appliance may be used by children over the age of eight(8), and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience or knowledge if they have been supervised or instructed concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If you have any concerns about health issues, please consult with your doctor before using the appliance.
- If you use a pacemaker, please consult your doctor and the manufacturer of the pacemaker before using this product due to the EMF (electromagnetic fields) emanated from this electric product may interfere with functions of your pacemaker under certain circumstances.
- This heating pad is only designed to warm up the human body. Do not use it on pets or other animals.
- Do not use the heating pad on parts of the body that are swollen, injured or inflamed.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately.
- When the heating pad is not in use:
 - Set the slide switch on the controller to setting "0" (OFF)
 - The plug should be removed from the wall socket and the heating pad should be stored in a dry place, without additional weight on it.
 - The plug-in connector should be removed from the heating pad to avoid damages caused by twist or bend of the cable.
- When the product will not be used for a period of time, we recommend that you store it in the original packaging.

- Allow it to cool down before the storage.
 - Do not crease the heating pad by placing items on top of it during storage.
 - Store it in a dry place away from any liquids or sources of heat.
- This heating pad must be used with the type of the controller that is marked on the rating label only.

ITEMS INCLUDED IN THE PACKAGE

1 Heating Pad

1 Removable Cover

1 Controller with Cable and Plug-in Connector

1 Instruction Manual

1 Product Catalogue

1 Service Instruction

DESCRIPTION OF THE DEVICE AND CONTROLLER (please see fig.A)

1. Mains cable with plug
2. Controller
3. APS (Active Protection System) with 3-colored LED display (on both sides)
4. Slide switch for ON, OFF and temperature settings (1, 2, 3, 4)
5. Type of the controller
6. Detachable plug-in connector
7. Connection box

8. Heating pad
9. Removable cover

MULTI-FUNCTIONAL

- Can be used with or without the removable cover.
- One side of the removable cover is cosy fleece for heat accumulation, the other side is mesh for heat radiation.

PREPARING FOR USE

1. Always make sure the heating pad (8) is without any folds, creases or ruck-up.
2. Connect the detachable plug-in connector (6) to the connection box (7). Note: the connection box should always be put towards the opening of the removable cover (9) to be connected to the controller easily. (please see fig. B)
3. You can use this heating pad with or without the cover (9). When you use the product with the cover, only use the one supplied with it.
4. Make sure the controller (2) is not covered by the sheet, pillow or any objects.
5. Plug the mains cable (1) to the wall socket.

SWITCHING ON

Before each time you use the heating pad, please make sure it is not bundled, folded or creased before it is switched on.

Connect the product only to 230 Volts a.c.. Switch on the product by using the hand-operated slide switch (4) and there will be 3 times of beep sound (beep-beep-beep) to ensure the product has been operated correctly.

Temperature settings :

4 = maximum warmth

2-3 = moderate warmth

1 = minimum warmth

0 = OFF

APS (Active Protection System) - 3-Color LED

This product is equipped with APS (Active Protection System) (3) technology which detects errors on the operation or component failures. By the 3-color LEDs (3) which can be seen from both sides of the controller (2) and the beep sound, APS can help you to operate the heating pad easily and safely.

Green -Your heating pad has reached the desired temperature level.

Orange -Your heating pad is heating up to reach the desired temperature level.

Due to the temperature variation in different environments (room, bed, etc.), APS LED may change between green and orange colors within seconds which indicates continuous heating when the heating pad is in use. Under this circumstance, please note the product is functioning properly and normally.

Red light and Beep sound – Possible malfunction or overheating, stop immediately.

The red light and beep sound give warning for the below situations:

- When the power is on but detachable plug-in connector (6) is not connected: There will be beep sound every second. Please connect the detachable plug-in connector (6) to the connection box (7) and switch on the controller again.
- When the critical components are damaged: There will be continuous beep sound. Please disconnect the mains cable from wall outlet immediately.
- When the heating wires or other components are broken and the device cannot work anymore: there will be beep sound every second.
- When the heating pad (8) is folded or covered completely, the device will reach higher temperature: there will be beep sound every 2 seconds.

Please switch it off and check if incorrect using.

The warnings mentioned above cannot cover all defective situations as the damages on some components will not lead to red light or beep sound.

TURBO HEATING

The heating Pad is with a turbo heating function for user to feel warmth within 7-10 minutes after it is switched on at temperature setting 4.




TIMER FUNCTION

Now you can enjoy the pleasant warmth. This heating pad is equipped with an automatic switch-off function. After approx. 90 minutes, the heating pad will be switched off automatically. In order to put the heating pad into operation again you must set the slide switch (4) to setting '0' first. After about 5 seconds, you can switch on the heating pad again.



CAUTION

Do not use the heating pad when it is folded, creased or drawn together.



The electronic components inside the controller may cause the controller slightly warm when the heating pad is in use. Therefore, the controller must not be covered or placed on top of any heating sources when it is in operation.


You should not gauge the heating pad's temperature by hands because the skin on your body is more sensitive than hands. The temperature may feel lukewarm by hand but could be unpleasantly hot to your body. The repairs to the product may only be undertaken by qualified persons by using original replacement parts. Repairs carried out by unqualified

persons may cause substantial risk to the user.

CLEANING AND CARE

Heating pad:

- Before cleaning the heating pad (8), always unplug the product from the wall socket first. Remove the cover and disconnect the plug-in connector (6) from the connection box (7). Wait for the heating pad to cool.
- The cable and the controller (2) should be put in a dry place where it will not contact with water or other liquids.
- Please note that the heating pad should not be dry-cleaned, wrung out, machine-dried, pressed, ironed or bleached.
- Small marks on the heating pad can be removed with a damp cloth.
- Set washing machine to a gentle washing cycle at 30°C, the heating pad should only be washed together with other textiles. Use a mild washing detergent for delicate fabrics and dose it according to the manufacturer's instructions.
- Always use a laundry bag for better protection of the holes and fabric.
- For dark color products, always wash separately.
- After washing, reshape the heating pad to its original dimensions while it is still damp, and lay the heating pad flat on a moisture-absorbent towel, mat or clothes horse to dry it.
- Do not use pegs or similar items to attach the heating pad to the clothes horse, they may damage the heating pad.
- Please note that excessive washing will wear out the heating pad. For this reason, the appliance should only be washed a maximum of 10 times throughout its entire life.
- Only use the heating pad when it is complete dry.
- Never switch on the product to dry it.



Removable cover:

- The removable should be washed separately from the heating pad.
- Please note that the cover should not be dry-cleaned, wrung out, machine-dried, ironed or bleached.
- Always use a laundry bag for better protection of the fabric.
- After washing, reshape the cover to its original dimensions while it is still damp, and lay the heating pad flat on a moisture-absorbent towel, mat or clothes horse to dry it.

STORAGE

If the heating pad will not be used for a long time, we highly recommend:

- Remove the plug-in connector from the connection box.
- Always let the appliance to cool down first before storage.
- Store it in the original packaging and put it in a dry place.
- Do not put any object on the top of the appliance.

DISPOSAL

This appliance must not be disposed together with domestic waste but at a suitable local collection or recycling point. Please dispose of the appliance in accordance with Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). If there is any question, please contact the municipal authority for more information about disposal in your area.



WARRANTY

Please note Wellcare provides two-year limited warranty for this product. Wellcare warrants that this product will be free from defects in materials and workmanship for a period of two years beginning on the date of purchase.

During the two-year period beginning on the date of purchase, Wellcare will replace defective products covered under this limited warranty. Please note a clear copy of the purchase receipt for the product is required. To request limited warranty service, please return the defective product to the store where you purchased it with the clear copy of purchase receipt within the limited warranty period. The replacement product will assume the remaining limited warranty of the original product.

We advise you to call our helpdesk for any problems regarding the product before returning it to the store where you purchased it.

However, please note that our limited warranty does not cover any damage due to shipment of the products to you and external causes, including accident, abuse, misuse, problems with electrical power, usage not in accordance with product instructions, failure to perform reasonable maintenance, problems caused by use of parts and components not supplied by Wellcare, and problems caused by unauthorized repair of Wellcare's product. Furthermore, our limited warranty does not cover any damage due to the defects known to exist by you when you purchase the product.

This limited warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from country to country (or jurisdiction to jurisdiction). Wellcare's responsibility for malfunctions and defects in product is limited to replacement as set forth in this limited warranty statement. All express and implied warranties for the product, including but not limited to any implied warranties of an conditions of merchantability and fitness for a particular purpose, are limited in duration to the limited warranty period set forth above and no warranties, whether express or implied, will apply after such period. Wellcare does not accept liability beyond the remedies set forth in this limited warranty statement or liability for indirect, incidental or consequential damages.

TECHNICAL DATA

Model : WE-167SPHD
Size : 30 x 40 CM
Voltage : 230V ~ 50Hz
Watts : 100W

Model : WE-167SPLHD
Size : 35 x 46 CM
Voltage : 230V ~ 50Hz
Watts : 100W

Zeichenerklärung



Lesen Sie die Anweisungen



Nicht benutzen, wenn gefaltet oder zerknittert



Nicht mit Nadeln durchbohren



Nicht bei jungen Kinder einsetzen (0-3 Jahre)



Nicht chemisch reinigen



Extra Schonwasch-gang mit 30°C



Nicht bleichen



Nicht im Trockner trocknen



Nicht bügeln

Vielen Dank für den Kauf des entspannenden Heizkissens von Wellcare.

Damit Sie unser Produkt optimal nutzen können und langfristig Freude daran haben, lesen Sie sich vor dem ersten Gebrauch bitte sorgfältig die folgenden Anweisungen durch.


WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZWECKS SPÄTERER NUTZUNG AUF

HALTEN SIE DIESE ANWEISUNGEN GRIFFBEREIT !

Die Lebensdauer des Heizkissens ist bei sorgfältigem Umgang damit auf viele Jahre ausgelegt.

Lesen Sie sich die Anweisungen sorgfältig durch, um Schäden oder Gefahren durch fehlerhaften Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort auf, um später darauf zurückgreifen zu können.

Wenn Sie das Produkt an andere Personen weitergeben, legen Sie immer die Bedienungsanleitung bei und stellen Sie sicher, dass sie vor Gebrauch des Produktes gelesen wird.



Vorstellung der patentierten 4D-DWF®-Technologie (siehe Abb. C)

Das Heizkissen verfügt über die neue und innovative 4D-DWF®-Technologie von Wellcare. Die wegweisende Heiztechnologie wird mit einem für die Branche völlig neuen Produktionsverfahren hergestellt.

Unsere Umgebung besteht aus drei Dimensionen – Breite, Höhe und Tiefe – kurz "3D" genannt. Mit der dynamischen Wärmeverteilung der neuen 4D-DWF®-Technologie bringt Wellcare eine vierte Dimension: Temperatur. Das atmungsaktive System sorgt für eine schnellere und gleichmäßigere Hitzeverteilung über die gesamte Fläche. Die spezielle Oberflächenform sorgt dafür, dass die von Heizelementen erzeugte Wärme um die zahllosen Perforierungen angestaut wird. Der in beide Richtungen durch die Löcher fließende Luftstrom erzeugt dann einen leichten Wärmefluss, der den Körper schneller erwärmt.

Diese neuartige Technologie bietet folgende Vorteile:

- Bessere Atmungsaktivität
- Schnelles Erwärmen
- Höhere Temperaturen
- Einzigartiges Lochdesign für eine vollständige Wärmezirkulation
- Großflächigere Wärmeverteilung
- Wirksame Wärmeübertragung
- Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit aufgrund von Wärmefluss
- Konstante Temperatur
- Energiesparend

Dieses Gerät ist nicht für medizinische Anwendung bestimmt.

- Lesen Sie sich die Anweisungen aufmerksam durch und befolgen Sie sie.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es offensichtliche Schäden aufweist.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Schäden. Sollte es Anzeichen dafür geben oder eine Fehlbedienung oder

Fehlfunktion des Produktes vorliegen, schalten Sie es nicht wieder ein und geben Sie es zurück an Ihren Händler.

- Verwenden Sie das Produkt ausschließlich gemäß den Beschreibungen in dieser Bedienungsanleitung.
- Bevor Sie das Produkt an die Stromversorgung anschließen, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild ausgewiesenen Spannung übereinstimmt.
- Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es gefaltet oder zerknittert ist.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Laken und legen Sie sie nicht unter eine Matratze.
- Das Produkt darf nicht mit Nadeln oder anderen scharfen Gegenständen durchstochen werden.
- Kabel dürfen nicht gequetscht oder geknickt werden.
- Transportieren Sie das Produkt nicht am Kabel haltend und ziehen Sie auch nicht am Kabel, um es von der Stromversorgung zu trennen.
- Schalter und Zuleitungen dürfen nicht keinerlei Feuchtigkeit ausgesetzt werden.
- Verwenden Sie das Produkt niemals, wenn es feucht oder nass ist, und setzen Sie es nur in trockenen Umgebungen ein.
- Setzen Sie sich nicht auf das Heizkissen.
- Lassen Sie das Heizkissen bei Gebrauch niemals unbeaufsichtigt.

- Das Produkt darf nicht von Personen ohne Wärmeempfinden oder anderen schutzbedürftigen Personen verwendet werden, die nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Produkt darf nicht für Kleinkinder, in ihrer Bewegung eingeschränkte Personen, Personen ohne Wärmeempfinden oder Tiere verwendet werden. Personen mit eingeschränktem Wärmeempfinden dürfen das Produkt nur unter Aufsicht verwenden.
- Vorsicht! Achten Sie unbedingt darauf, bei Gebrauch des Produktes nicht einzuschlafen.
- Der Gebrauch über einen längeren Zeitraum kann zu Hautverbrennungen führen.
- Sollte das Produkt für einen längeren Zeitraum verwendet werden, muss die Temperatur auf die niedrigste Stufe (Einstellung 1) gesetzt werden, um ein Überhitzen am Körper und mögliche Hautverbrennungen zu vermeiden.
- Wenn der Sicherungseinsatz oder die Temperatursicherung des Produktes ausgelöst wurde, bringen Sie es zur Reparatur zurück zum Händler oder zuständigen Kundendienst.
- Sollte das Netzkabel des Gerätes beschädigt sein, darf es ausschließlich vom Hersteller, einem autorisierten Kundendiensttechniker oder anderem Fachpersonal ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Das Heizkissen darf nicht über eine Zeitschaltuhr

ein- und ausgeschaltet werden.

- Das Heizkissen darf nicht geknickt oder gefaltet werden.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist:
 - Kein Gegenstand (z. B. Koffer oder Wäschekorb) daraufgelegt werden.
 - Keine Wärmequelle wie Bettflasche, Heizkissen oder ähnliches daraufgelegt werden.
 - Aufgrund seiner Bauweise kann der Regler leicht warm werden. Er darf daher nie mit Kissen oder anderen Gegenständen abgedeckt werden und nicht auf oder unter dem Heizkissen oder dem elektrischen Wärmeunterbett liegen.
- Das Produkt darf nicht zusammengelegt werden, solange es noch warm ist.
- Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Das Produkt darf nicht für Kleinkinder (0–3 Jahre) verwendet werden, da sie nicht auf eine Überhitzung reagieren können.
- Das Produkt darf nur von Kindern (über 3 Jahre) verwendet werden, wenn sie dabei beaufsichtigt werden und der Regler von den Eltern oder einer Aufsichtsperson voreingestellt wurde oder sie vorher in eine sichere Nutzung des Reglers angemessen eingewiesen wurden.
- Kinder (über 8 Jahre) sowie Personen, die über eingeschränkte körperliche, sensorische

oder geistige Fähigkeiten verfügen oder keine Kenntnisse oder Erfahrung im Umgang damit haben, dürfen das Gerät nur unter Aufsicht verwenden, oder sofern sie vorher in eine sichere Nutzung des Produktes eingewiesen wurden und sich der damit verbunden Gefahren bewusst sind.

- Die Reinigung und Pflege des Produktes durch Kinder darf nur unter Aufsicht erfolgen.
- Für Risiken und Nebenwirkungen bei der Verwendung des Produktes wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Sollten Sie einen Herzschrittmacher oder ähnliche Geräte tragen, wenden Sie sich vor dem Gebrauch des Produktes an Ihren Arzt oder den Hersteller des Medizingerätes, da die von dem Produkt abgegebenen elektromagnetischen Felder unter Umständen die Funktionsweise des Herzschrittmachers beeinträchtigen könnten.
- Das Produkt ist nur für die Verwendung am menschlichen Körper ausgelegt und darf nicht an Tieren verwendet werden.
- Setzen Sie das Heizkissen nicht an Körperpartien ein, die geschwollen, entzündet oder verletzt sind.
- Sollten Sie die Anwendung als unangenehm oder schmerzhaft empfinden, brechen Sie diese sofort ab.

- Wenn das Heizkissen nicht verwendet wird,
 - Schieben Sie den Regler auf “0” (aus).
 - Trennen Sie den Stecker von der Stromversorgung. Bewahren Sie das Heizkissen an einem trockenen Ort auf. Stellen oder legen Sie dabei keine anderen Gegenstände darauf ab.
 - Ziehen Sie den Steckverbinder vom Heizkissen ab, um Schäden durch ein verdrehtes oder geknicktes Kabel zu vermeiden.
- Wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, sollten Sie es am besten in seiner Originalverpackung aufbewahren.
 - Lassen Sie es vor dem Verstauen abkühlen.
 - Sorgen Sie dafür, dass das Heizkissen nicht geknickt oder verknautscht wird, und stellen Sie keine Gegenstände darauf ab.
 - Bewahren Sie das Produkt an einem trockenen und kühlen Ort auf.
- Das Heizkissen darf ausschließlich mit dem Regler verwendet werden, der auf dem Typenschild des Produktmodells angegeben ist.

LIEFERUMFANG

- 1 Heizkissen
- 1 Hülle
- 1 Regler mit Kabel und Steckverbinder
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Produkt Katalog
- 1 Service Instruktion

BESCHREIBUNG VON PRODUKT UND REGLER

(siehe Abb. A)

1. Netzkabel mit Stecker
2. Regler
3. APS (Aktives Schutzsystem) mit 3-farbiger LED-Anzeige (beidseitig)
4. Schieberegler für Ein/Aus (ON/OFF) oder die gewünschte Temperatureinstellung (4-stufig)
5. Reglertyp
6. Trennbarer Steckverbinder
7. Regleranschluss
8. Heizkissen
9. Hülle

MULTIFUNKTIONAL

- Das Heizkissen kann mit und ohne abnehmbare Hülle verwendet werden
- Die Oberseite aus Kuschel-Fleece sorgt für eine Wärmestauung. Die Unterseite aus Netzgewebe dient zur Wärmabstrahlung

VOR DEM GEBRAUCH

1. Das Heizkissen (8) darf nicht gefaltet, geknickt oder gestaucht werden.
2. Schließen Sie den trennbaren Steckverbinder (6) am Regleranschluss (7) an. Hinweis: Der Regleranschluss muss immer an der Öffnung der Hülle (9) liegen, um das Anschließen des Reglers zu erleichtern (siehe Abb. B).
3. Das Heizkissen kann mit und ohne die abnehmbare Hülle (9) verwendet werden. Verwenden Sie jedoch ausschließlich die mit dem Produkt gelieferte Hülle.
4. Achten Sie darauf, dass der Regler (2) nicht von Bettlaken, Kissen oder anderen Gegenständen bedeckt ist.
5. Schließen Sie das Netzkabel (1) an der Steckdose an.

EINSCHALTEN

Stellen Sie vor dem Einschalten des Heizkissens sicher, dass es nicht gefaltet, geknickt oder gestaucht ist.

Schließen Sie das Produkt nur an eine 230-Volt-Wechselstromversorgung an. Schalten Sie es mit dem Schieberegler(4) ein. Ein dreifacher Piepton zeigt an, dass es ordnungsgemäß eingeschaltet wurde.

Temperatur einstellen :

4 = Maximale Wärme

2 - 3 = Mittlere Wärme

1 = Minimale Wärme

0 = AUS

APS (Aktives Schutzsystem) – 3-farbige LED

Dieses Gerät ist mit dem APS-Technologie (aktives Schutzsystem)(3) ausgestattet, die Funktions- oder Bauteilfehler erkennt. Mithilfe der auf beiden Seiten des Reglers (2) angebrachten 3-farbigen LED-Anzeige (3) und einem Piepton sorgt das APS für einen noch einfacheren und sicheren Gebrauch.

Grün – Das Heizkissen hat die gewünschte Temperatur erreicht.

Orange – Das Heizkissen wird auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt.

Aufgrund von Temperaturunterschieden in den verschiedenen Umgebungen (Zimmer, Bett usw.) kann die LED des APS beim Verwenden des Heizkissens innerhalb von Sekunden zwischen grün und orangefarben wechseln, um ein anhaltendes Heizen anzuzeigen. Das ist unter diesen Umständen vollkommen normal und das Produkt funktioniert fehlerfrei.

Rot und Piepton – Mögliche Fehlfunktion oder Überhitzung; die Verwendung des Produktes muss sofort eingestellt werden.

Die rote LED und der Piepton warnen in folgenden Situationen:

- Das Kabel ist an der Steckdose angeschlossen, aber der trennbare Steckverbinder (6) nicht am Heizkissen: Es wird jede Sekunde ein Piepton abgegeben. Schließen Sie den trennbaren Steckverbinder (6) am

Regleranschluss (7) an und schalten Sie den Regler erneut ein.

- Wenn wichtige Komponenten beschädigt sind: Es wird ein anhaltender Piepton abgegeben. Ziehen Sie das Netzkabel sofort aus der Steckdose.
- Wenn die Heizdrähte oder andere Komponenten beschädigt sind und das Gerät nicht mehr funktioniert: Es wird jede Sekunde ein Piepton abgegeben.
- Sollte das Heizkissen (8) gefaltet oder vollständig abgedeckt sein, wird eine höhere Temperatur erreicht und alle 2 Sekunden ein Piepton abgegeben. Schalten Sie es aus und sorgen Sie für einen ordnungsgemäßen Gebrauch.

Die vorgenannten Warnmeldungen umfassen nicht alle möglichen Fehler, da einige Schäden an Komponenten die rote LED oder den Piepton nicht auslösen.

SCHNELLAUFHEIZUNG

Das Heizkissen verfügt über eine Funktion zur Schnellaufheizung, damit sich der Benutzer bereits innerhalb von 7 ~ 10 Minuten wärmen kann. Stellen Sie dazu den Regler auf Temperatureinstellung 4.




TIMER-FUNKTION

Genießen Sie unbesorgt angenehme Wärme: Das Produkt verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, es wird also nach ungefähr 90 Minuten automatisch abgeschaltet. Um es erneut in Betrieb zu nehmen, müssen Sie zunächst den Schieberegler (4) auf die Position '0' stellen. Nach ungefähr 5 Sekunden können Sie das Produkt wieder einschalten.



VORSICHT

Verwenden Sie das Heizkissen niemals, wenn es gefaltet, geknickt oder gestaucht ist.



Die elektronischen Bauteile des Regles können dazu führen, dass er sich beim Verwenden des Heizkissen leicht erwärmt. Der Regler darf daher während des Betriebs niemals auf oder unter Wärmequellen abgelegt werden.


Überprüfen Sie die Temperatur des Produktes nicht mit Ihren Händen, da die Haut dort im Vergleich zum restlichen Körper unempfindlicher ist. Während sich die Temperatur an der Hand noch lauwarm anfühlt, kann sie für andere Körperbereiche bereits zu heiß sein.

Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Mitarbeitern, die Original-Ersatzteile anwenden, durchgeführt werden. Reparaturen, die von nicht qualifizierten Mitarbeitern durchgeführt werden, können für die Anwender Risiken ergeben.

REINIGUNG UND PFLEGE

Heizkissen:

- Trennen Sie das Heizkissen (8) vor der Reinigung immer erst von der Stromversorgung. Entfernen Sie die Hülle und trennen Sie den Steckverbinder (6) vom Regleranschluss (7). Lassen Sie das Heizkissen abkühlen.
- Bewahren Sie Kabel und Regler (2) an einem trockenen Ort auf, sodass sie nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- Achtung: Das Heizkissen darf nicht mit Trockenwaschmittel gereinigt, maschinell getrocknet, ausgewrungen, zusammengedrückt, gebügelt oder gebleicht werden.
- Kleine Flecken auf dem Heizkissen können mit einem leicht angefeuchteten Tuch entfernt werden.
- Das Heizkissen darf nur mit anderen Textilien bei einem Waschgang für empfindliche Stoffe (max. 30 °C) gewaschen werden. Verwenden Sie ein mildes Waschmittel und dosieren Sie es entsprechend der Herstellerangaben.
- Verwenden Sie zum Schutz des Gewebes und der Perforation einen Wäschebeutel.
- Waschen Sie dunkelfarbige Produkte immer separat oder mit gleichfarbigen Textilien.
- Legen Sie das Heizkissen nach dem Waschen vollkommen aufgeschlagen zum Trocknen auf eine Feuchtigkeit absorbierende Unterlage (z. B. ein dickes Handtuch) oder einen Wäscheständer.
- Verwenden Sie keine Wäscheklammern oder Ähnliches, um das Heizkissen am Wäscheständer zu befestigen, da es dadurch beschädigt werden könnte.
- Bitte beachten Sie, dass zu häufiges Waschen das Gerät schneller verschleiben lässt. Daher sollte es während seiner gesamten Lebensdauer maximal 10 Mal gewaschen werden.
- Verwenden Sie das Gerät ausschließlich, wenn es vollständig trocken ist.
- Schalten Sie das Gerät niemals ein, um es zu trocknen.



Abnehmbare Hülle:

- Die abnehmbare Hülle muss separat vom Heizkissen gewaschen werden.
- Achtung: Die Hülle darf nicht mit Trockenwaschmittel gereinigt, maschinell getrocknet, ausgewrungen, gebügelt oder gebleicht werden.
- Verwenden Sie zum Schutz des Gewebes einen Wäschebeutel.
- Legen Sie die Hülle nach dem Waschen vollkommen aufgeschlagen zum Trocknen auf eine Feuchtigkeit absorbierende Unterlage (z. B. ein dickes Handtuch) oder einen Wäscheständer.

AUFBEWAHRUNG

Wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden, empfehlen wir Ihnen dringend:

- Trennen Sie den Steckverbinder vom Regleranschluss.
- Lassen Sie das Produkt vor dem Verstauen zur Aufbewahrung abkühlen.
- Verpacken Sie es in seiner Originalverpackung (sofern vorhanden) und bewahren Sie es an einem trockenen Platz auf.
- Legen und stellen Sie keine anderen Gegenstände auf das Produkt.

UMWELTFREUNDLICHE ENTSORGUNG

Laut der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte dürfen Haushaltsgeräte nicht mit dem ungetrennten Hausmüll entsorgt werden, sondern sollten zur örtlichen Sammelstelle gebracht werden, damit die einzelnen Teile wiederverwertet werden können und so weniger umweltbelastend sind.



Das durchstrichene Symbol einer Mülltonne, das Sie auf dem Produkt finden, erinnert Sie an diese Verpflichtung. Setzen Sie sich für weitere Informationen über die örtliche Regelung mit Ihrer Kommune in Verbindung.

GARANTIE

Für einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum gewährt Wellcare für dieses Produkt die Garantie, dass es frei von Material- und Herstellungsfehlern ist.

Während dieses Zeitraums von zwei Jahren ab Kaufdatum tauscht Wellcare alle durch diese beschränkte Garantie abgedeckten, fehlerhaften Produkte um. Bitte beachten Sie, dass für den Umtausch eine lesbare Kopie des Kaufbeleges für das Produkt erforderlich ist. Bringen Sie das fehlerhafte Produkt zusammen mit der lesbaren Kopie des Kaufbeleges innerhalb der Garantielaufzeit in das Geschäft zurück, in dem Sie es erworben haben. Für das Ersatzprodukt gilt die verbleibende Garantielaufzeit des ursprünglichen Produkts.

Wir empfehlen Ihnen bevor Sie ein fehlerhaftes Produkt in das Geschäft zurückbringen unseren Kundendienst anzurufen.

Bitte beachten Sie, dass die beschränkte Garantie keinerlei Schäden abdeckt, die während des Transports des Produktes zu Ihnen oder durch externe Ursachen entstehen, wie beispielsweise Unfälle, unsachgemäßer Gebrauch, Probleme mit der Stromversorgung, Missachtung der Bedienungsanleitungen, mangelhafte Pflege, Probleme durch Teile und Zubehör, die nicht von Wellcare bereitgestellt wurden, sowie Probleme durch eigenmächtige Reparaturen. Weiterhin deckt die Garantie keinerlei Schäden ab, die Ihnen beim Kauf des Produktes bereits bekannt waren.

Diese beschränkte Garantie gewährt Ihnen bestimmte Rechte. Abhängig von Ihrem Land (oder Ihrer Rechtsprechung) stehen Ihnen möglicherweise weitere Rechte zu. Die Haftung von Wellcare für Fehlfunktionen und Fehler des Produktes ist gemäß dieser beschränkten Garantieerklärung auf den Umtausch beschränkt. Sämtliche Garantien und Gewährleistungen für das Produkt, insbesondere die stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, sind in ihrer Laufzeit auf den oben genannten Zeitraum beschränkt. Nach Ablauf dieses Zeitraums erlöschen sämtliche Garantie- und Gewährleistungsansprüche. Andere als die in dieser Garantieerklärung genannten Rechtsmittel werden von Wellcare nicht anerkannt. Wellcare übernimmt keinerlei Haftung für indirekte, Neben- und Folgeschäden

TECHNISCHE DATEN

Modell: WE-167SPHD
 Größe: 30 x 40 CM
 Stromversorgung: 230V ~ 50Hz
 Heizleistung: 100W

Modell: WE-167SPLHD
 Größe: 35 x 46 CM
 Stromversorgung: 230V ~ 50Hz
 Heizleistung: 100W

Verklaring van tekens



Aanwijzingen lezen



Niet gevouwen of in elkaar geschoven gebruiken



Geen naalden insteken



Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar (0-3 jaar)



Niet chemisch reinigen



Machinewasbaar met een wolwasprogramma tot 30°C



Niet bleken



Niet drogen in de droogtrommel



Niet strijken

Wij bedanken u voor de aankoop van Wellcare's verzachtend verwarmingskussen.

Om ervoor te zorgen dat u van dit product optimaal naar volle tevredenheid kunt genieten, raden wij u aan enkele minuten de tijd te nemen om de gebruiksaanwijzing aandachtig door te lezen alvorens u het product in gebruik neemt, ook indien u met dit soort product vertrouwd bent.


BELANGRIJKE VEILIGHEID INSTRUCTIES BEWAAR VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

HOUD DEZE INSTRUCTIES ONDER HANDBEREIK!

Dit warmtekussen is zodanig ontworpen dat het bij juist gebruik vele jaren gebruikt kan worden.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Het voorkomt schade en gevaar door onjuist gebruik. Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een gemakkelijk te bereiken plaats, zodat u deze indien nodig, nog eens kunt raadplegen.

Indien u het product door iemand anders laat gebruiken, geef deze persoon dan deze gebruiksaanwijzing om er zeker van te zijn dat de gebruiker deze heeft gelezen alvorens het product te gebruiken.



Introductie van de gepatenteerde 4D- DWF® technologie

(zie figuur C):

Dit verwarmingskussen maakt gebruik van Wellcare's recente - en meest innovatieve 4D DWF® technologie. Terwijl deze technologie nog in de flexibele verwarmingsindustrie pioniert is haar productie proces tegelijkertijd de allernieuwste in de industrie.

Onze fysieke leefomgeving bestaat uit 3 dimensies: lengte, breedte en diepte, vandaar de term "3D". Wellcare introduceert u de 4D DWF® technologie, de "temperatuur" die met een dynamische warmtestroom naar u toekomt is de 4e dimensie. 4D DWF® maakt gebruik van een ademend systeem dat een volledige lichaamswarmte circulatie creëert door warmte die gelijkmatig, intensief en snel verspreid wordt. De warmte wordt door verwarmingselementen gegenereerd en wordt rond enkele honderden unieke circulatie gaten verzameld. De warmte vloeit in 2 richtingen en creëert daarmee een prettige warmte stroom en thermische energie die het menselijk lichaam snel opwarmt.

Deze vernieuwende technologie biedt u de volgende voordelen:

- Betere ademende werking
- Snelle opwarming
- Hogere temperatuur
- Uniek ontworpen ronde openingen die een 360 graden warmtecirculatie bieden
- Groot warmte verdeel oppervlak
- Effectieve warmte overdracht
- Luchtstromen behouden de luchtvochtigheid
- De warmte blijft op een constante temperatuur
- Energiezuinig

Dit product is niet bestemd voor medische toepassing in ziekenhuizen.

- Lees deze instructies aandachtig door en volg de aanwijzingen nauwkeurig op.
- Gebruik dit product niet wanneer het zichtbaar beschadigd is.
- Onderzoek dit product regelmatig op sporen van beschadiging en slijtage. Indien u zulke sporen aantreft of wanneer het product onjuist is gebruikt of niet meer werkt lever dit dan in bij uw leverancier voordat u het weer in gebruik neemt.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven.
- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die op het typeaanduidingsplaatje staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
- Gebruik dit product niet wanneer het gevouwen of gekreukeld is.
- Gebruik dit product niet als een laken en stop het niet als een laken onder in een matras.
- Er mogen geen veiligheidsspelden of andere spitse - of scherpe voorwerpen worden aangebracht of ingestoken.
- Buig of draai de kabel niet en maak er geen scherpe bochten in.
- Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan

de kabel te trekken. Draag het product niet aan de kabel.

- Stel de schakelaar niet bloot aan vocht of vloeistoffen.
- Gebruik het warmtekussen niet, indien het nat is, en gebruik het alleen in een droge omgeving.
- Ga niet op het warmtekussen zitten.
- Gebruik het warmtekussen nooit zonder toezicht.
- Gebruik dit product niet bij personen die ongevoelig zijn voor warmte en andere kwetsbare personen die niet in staat zijn op oververhitting te reageren.
- Gebruik dit toestel niet bij personen die zich niet zonder hulp kunnen bewegen, kleine kinderen, personen die ongevoelig zijn voor warmte, of dieren. Personen die slechts tot een bepaalde hoogte gevoelig zijn voor warmte mogen dit toestel alleen onder toezicht gebruiken.
- Let op: val niet in slaap terwijl dit toestel is ingeschakeld.
- Overdadig gebruik kan tot huidverbranding leiden.
- Indien dit product gedurende een langere tijd wordt gebruikt (slaap) dient u ter voorkoming van oververhitting van een bepaald lichaamsdeel dat tot huidverbranding kan leiden, de temperatuurregeling op niveau 1 voor langdurig gebruik in te stellen.

- Wanneer de zekering of de thermische koppeling defect zijn dient u het product naar de importeur of diens reparatie afdeling te sturen voor reparatie.
- Wanneer het netsnoer beschadigd is dient dit vervangen te worden door de importeur of diens service afdeling, dan wel door een gekwalificeerde persoon, om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Dit toestel mag niet ingeschakeld worden door er een tijdschakelaar tussen te plaatsen.
- Voorkom opvouwen of oprollen van het warmtekussen.
- Wanneer het warmtekussen is ingeschakeld:
 - Plaats er dan geen grote - of zware voorwerpen als bijvoorbeeld een koffer op.
 - Plaats er geen warmtebronnen zoals een warmwaterfles, verwarmingskussen en dergelijke op.
 - De componenten in de controller geven warmte af. Dek de controller daarom niet af en plaats deze ook niet op het bed, het kussen of op de elektrische deken, hang de controller vrij naast uw bed.
- Vouw dit warmtekussen niet op wanneer het warm is.
- Dit toestel is géén speelgoed.
- Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het toestel niet gebruiken, omdat zij niet in staat zijn op

oververhitting te reageren.

- Het warmtekussen mag niet door kinderen ouder dan 3 jaar worden gebruikt, tenzij de schakeleenheid door een ouder of een andere, toezicht houdende persoon vooraf werd ingesteld of wanneer het kind voldoende uitleg kreeg om de schakeleenheid veilig te gebruiken.
- Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van 8 jaar, alsmede door mensen met een fysieke -, sensorische - of mentale beperking, of mensen met gebrek aan kennis of ervaring, op voorwaarde dat zij onder supervisie staan of dat zij voldoende werden geïnformeerd over het veilige gebruik van het toestel en zij de daaruit voortvloeiende mogelijke gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen het toestel niet schoonmaken of onderhouden, wanneer ze niet onder supervisie staan.
- Indien u zich zorgen maakt over gezondheidskwesties neemt u dan voor u het product in gebruik neemt contact op met uw arts.
- Wanneer u een pacemaker gebruikt neemt u dan voordat u dit product in gebruik neemt contact op met uw arts. De magnetische velden van dit product kunnen mogelijk onder bepaalde omstandigheden invloed hebben op de werking van uw pacemaker.
- Dit warmtekussen is bestemd om het menselijk

lichaam op te warmen. Gebruik dit niet voor uw huis - of andere dieren.

- Pas het warmtekussen niet toe op lichaamsdelen die gezwollen, ontstoken of gewond zijn.
- Breek, indien u de toepassing als onangenaam of pijnlijk beschouwt, de behandeling onmiddellijk af.
- Als het warmtekussen niet gebruikt wordt,
 - Plaats dan de schuif op de controller in stand "0" (UIT)
 - Verwijder de stekker uit het stopcontact en berg het verwarmingskussen op een droge plaats op zonder er gewicht op te plaatsen.
 - Verwijder de plug-in verbinding uit de verbindingsdoos om schade door draaien of buigen van de kabel te voorkomen.
- Wanneer u het product gedurende een langere periode niet gebruikt adviseren wij om het in de originele verpakking op te bergen.
 - Zorg dat dit toestel afgekoeld is alvorens u het opvouwt.
 - Leg geen voorwerpen op het opgevouwen warmtekussen wanneer het bewaard wordt.
 - Berg het product op een droge plaats, verwijderd van vloeistoffen of warmtebronnen, op.
- Gebruik dit toestel uitsluitend in combinatie met het type controller dat aangegeven is op het product label van dit toestel.

IN DEZE VERPAKKING

- 1 Verwarmingskussen
- 1 Afneembare hoes
- 1 Controller met kabel en plug-in verbinding
- 1 Gebruiksaanwijzing
- 1 Product catalogus
- 1 Service instructie

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT EN DE CONTROLLER (zie figuur A)

1. Stroomsnoer met stekker
2. Controller
3. APS (Actief Protectie Systeem) met 3-kleuren led-display aan beide zijden
4. Schuifschakelaar voor ON, OFF en temperatuurinstellingen 1, 2, 3, 4
5. Type controller
6. Afneembare plug-in verbinding
7. Verbindingsdoos
8. Verwarmingskussen
9. Afneembare hoes

MEERVOUDIGE FUNCTIES

- Kan met of zonder de afneembare hoes worden gebruikt
- Een kant van de verwisselbare hoes is vervaardigd uit zachte fleece voor de accumulatie van warmte, de andere kant is van gaas voor warmtestraling

VOORBEREIDEN VOOR GEBRUIK

1. Zorg er altijd voor dat het verwarmingskussen (8) niet gevouwen, gekreukeld of opgerold is.
2. Verbind het afneembare snoer (6) met de verbindingsdoos (7). Let op: plaats de verbindingsdoos altijd in de richting van de opening van de verwisselbare hoes (9). De verbinding kan zo gemakkelijk aangebracht worden (zie fig. B.).
3. U kunt het warmtekussen met of zonder de hoes gebruiken (9). Wanneer het product met hoes gebruikt wordt, gebruikt u dan uitsluitend de bij het product meegeleverde hoes.
4. Zorg er voor dat de controller (2) niet afgedekt is door een laken, kussen of enig ander voorwerp.
5. Steek de stekker (1) in het stopcontact.

AANZETTEN

Controleer elke keer voordat u dit toestel aanzet of dit niet opgerold, gevouwen of gekreukeld is.

Sluit het toestel uitsluitend aan op een netwerk van 230 Volts a.c.. Gebruik de schuifschakelaar(4) om dit toestel aan te zetten. U hoort 3 signalen (beep-beep-beep) om aan te geven dat het toestel juist is ingeschakeld.

DE TEMPERATUUR INSTELLEN :

- 4** = maximale warmte
- 2 - 3** = gemiddelde warmte
- 1** = minimale warmte
- 0** = UIT

APS (Actief Protectie Systeem) - 3 kleuren LED

Dit toestel is voorzien van de APS (Actief Protectie Systeem) (3) technologie dat fouten in de werking of in de componenten kan herkennen. Door middel van de 3-kleuren leds (3) die van beide zijden van de controller (2) kunnen worden gezien en een beep signaal helpt APS bij een makkelijkere en veilige werking van uw verwarmingskussen.

Groen - Het toestel heeft de gewenste temperatuur bereikt.

Oranje - Het toestel verwarmt voor naar de gewenste / ingestelde temperatuur.

Ten gevolge van temperatuur wisselingen in verschillende omgevingen (kamer, bed etc) kan

het APS LED lampje binnen enkele seconden wisselen tussen de groene - en oranje kleur. Dit geeft aan dat het warmtekussen in gebruik is en wordt opgewarmd. Onder deze omstandigheden werkt uw product correct.

Rood - Het rode lampje geeft aan dat er mogelijk een storing is. Stop met het gebruik van dit toestel.

Het rode lampje en het geluidssignaal geven een waarschuwing voor onderstaande situaties:

- Als dit toestel is aangeschakeld, maar de afneembare plug-in verbinding (6) niet is aangesloten: U hoort elke seconde een geluidssignaal. Sluit de afneembare plug-in verbinding (6) aan op de verbindingsdoos (7) en schakel de controller opnieuw aan.
- Wanneer essentiële componenten beschadigd zijn: U hoort een ononderbroken geluidssignaal. Haal de stekker van de stroomtoevoer meteen uit het stopcontact.
- Wanneer verwarmingskabels of andere componenten stuk zijn en het toestel niet meer kan werken: U hoort elke seconde een geluidssignaal.
- Wanneer het verwarmingskussen gevouwen of geheel afgedekt is kan dit product een hoge temperatuur ontwikkelen: u hoort elke 2 seconden een piep signaal. Schakel het product uit en controleer of het juist is gebruikt.

Bovenstaande waarschuwingen (8) kunnen niet alle probleemsituaties dekken; niet alle schade

aan bepaalde componenten wordt aangegeven met de rode verklikker of een geluidssignaal.

TURBO VERWARMING

Dit toestel is voorzien van een turbo verwarmingsfunctie waardoor u binnen 7-10 minuten warmte voelt nadat u dit toestel heeft ingeschakeld op stand 4.





TIMER FUNCTIE

U kunt nu van aangename warmte genieten. Dit warmtekussen is voorzien van een automatische uitschakeling. Na ongeveer 90 minuten schakelt dit warmtekussen automatisch uit. Wanneer u het kussen opnieuw wilt gebruiken plaats dan de schuif op de controller eerst in de positie "0" en vervolgens na circa 5 seconde terug in de gewenste verwarmingsstand.



LET OP

Gebruik het warmtekussen niet wanneer deze gevouwen, gekreukeld op opgerold is.



De elektronische onderdelen in de schakelaar kunnen warm worden als het kussen aan staat. Daarom dient de schakelaar niet afgedekt te worden of op het kussen te worden geplaatst.


Vertrouw niet op uw handen als u de temperatuur van dit toestel controleert, aangezien ze minder gevoelig zijn dan het menselijke lichaam. Een temperatuur die half-warm aanvoelt met de hand, kan onplezierig overkomen als u op dit toestel gaat liggen.

Alleen gekwalificeerd personeel dat gebruik maakt van originele vervanging onderdelen mag een reparatie uitvoeren. Reparaties uitgevoerd door ongekwalificeerd personeel kunnen tot risico's voor de gebruiker leiden.

REINIGING EN ONDERHOUD

Verwarmingskussen:

- Voordat u het warmtekussen schoonmaakt dient u eerst de stekker uit het stopcontact te verwijderen. Verwijder de hoes en haal de controller (6) uit de verbindingsdoos (7). Wacht totdat het warmtekussen is afgekoeld.
- Het snoer met de controller (2) dient op een droge plaats opgeborgen te worden waar het niet in contact kan komen met water of een andere vloeistof.
- Let op dat het warmtekussen niet chemisch gereinigd, uitgewrongen, geperst, gestreken of gebleekt mag worden. U mag het warmtekussen ook niet in de wasdroger drogen.
- Kleine vlekjes op het warmtekussen kunnen met een vochtige doek worden verwijderd.
- Stel de wasmachine op een fijnwasprogramma op 30 graden in. Het warmtekussen uitsluitend met andere textiele producten wassen. Gebruik een fijnwasmiddel volgens de dosering als door de fabrikant voorgeschreven.
- Gebruik bij voorkeur een waszak ter bescherming van de openingen en het materiaal.
- Was donker kleurige producten altijd apart.
- Breng het warmtekussen na het wassen terug in de oorspronkelijke vorm, terwijl het nog vochtig is en leg het op een vochtabsorberende handdoek, mat of droogrek om het te laten drogen.
- Gebruik geen knijpers of vergelijkbare producten om het warmtekussen aan het droogrek vast te maken. Het warmtekussen kan hierdoor beschadigd raken.
- Let erop dat het toestel slijt van veelvuldig wassen, waardoor de levensduur wordt verkort. Wij raden u daarom aan de deken niet meer dan 10 keer gedurende haar levenscyclus te wassen.
- Gebruik dit toestel uitsluitend wanneer deze volledig gedroogd is.
- Zet dit toestel nooit aan om te drogen.



Afneembare hoes:

- Was de afneembare hoes apart van het warmtekussen.
- Let op dat de hoes niet chemisch gereinigd, uitgewrongen, gestreken of gebleekt mag worden. Droog de hoes niet in een

wasdroger.

- Gebruik bij voorkeur een waszak ter bescherming van de stof.
- Breng de hoes na het wassen terug in de oorspronkelijke vorm, terwijl het nog vochtig is en leg het op een vochtabsorberende handdoek, mat of droogrek om het te laten drogen.

OPBERGEN

Indien u dit toestel gedurende langere tijd niet gebruikt raden wij aan:

- De plug-in verbinding uit de verbindingsdoos te verwijderen.
- Dit toestel altijd eerst te laten afkoelen voordat u deze opbergt.
- Bewaar het kussen ontvouwen, liggend en zonder additionele deklagen op een schone en droge plaats.
- Plaats geen voorwerpen op het product.

MILIEUVRIENDELIJKE VERWIJDERING

Volgens de Europese regelgeving met betrekking tot elektrisch - en elektronisch afval mogen huishoudelijke apparaten niet bij het ongesorteerde huisvuil worden weggegooid, maar dienen bij uw plaatselijke inzamelpunt te worden ingeleverd, zodat diverse onderdelen weer kunnen worden hergebruikt en zo minder milieubelastend zijn.



Het doorgestreepte afvalbak symbool bij dit product herinnert u aan deze verplichting. Neemt u voor informatie over uw plaatselijke regelgeving contact op met uw gemeente.

GARANTIE

Wellcare verstrekt 2 jaar Garantie op dit product. Wellcare garandeert dat dit product vrij zal zijn van materiaalfouten en fabricagefouten gedurende een periode van 2 jaar vanaf de dag van uw aankoop.

Gedurende de garantieperiode van 2 jaar vanaf de dag van aankoop zal Wellcare defecte producten, die onder de garantievoorwaarden vallen, vervangen. Let op: om aanspraak op de Garantie te kunnen maken is een duidelijke kopie van uw aankoopbewijs noodzakelijk.

Om aanspraak op de garantie te maken verzoeken wij u, binnen de garantietermijn, uw defecte product bij de winkel waar u dit gekocht heeft in te leveren, voorzien van een duidelijke kopie van uw aankoopbewijs. Voor het vervangende product geldt de resterende garantietermijn van het oorspronkelijke product.

Wij adviseren u voordat u een niet goed werkend product naar de winkel terugbrengt contact op te nemen met onze klantenservice.

Let op: onze Garantie dekt niet alle schade als gevolg van verzending of andere oorzaken inclusief een ongeval, misbruik, problemen met uw stroomnetwerk, gebruik van het product anders dan in de gebruiksaanwijzing aangegeven, gebrekkig onderhoud, problemen ontstaan door zelfreparatie of toepassing van ongeschikte onderdelen en problemen ontstaan door reparatie door niet door Wellcare geautoriseerde service bedrijven. Tevens is deze Garantie niet van toepassing voor schade ontstaan door een defect dat u bij aankoop al bekend was.

Deze Garantie geeft u specifieke rechten, maar zo mogelijk heeft u ook andere rechten, die per land of rechtspraak kunnen verschillen. De verantwoordelijkheid van Wellcare voor storingen en defecten in het product is beperkt tot de vervanging zoals uiteengezet in deze verklaring van beperkte garantie. Alle expliciete - en impliciete garanties voor het product, met inbegrip van maar niet beperkt tot enige impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, zijn beperkt in duur tot de duur van de beperkte Garantie, zoals hierboven uiteengezet is en geen enkele garantie, noch expliciet noch impliciet, na deze periode zal van toepassing zijn. Wellcare aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid buiten de rechtsmiddelen uiteengezet in deze verklaring van beperkte garantie of aansprakelijkheid voor indirecte, incidentele - of gevolgschade.

TECHNISCHE GEGEVENS

Model: WE-167SPHD

Size: 30 x 40 CM

Voltage: 230V - 50Hz

Watts: 100W

Model: WE-167SPLHD

Size: 35 x 46 CM

Voltage: 230V - 50Hz

Watts: 100W

Explication des symboles



Lire les consignes



Ne pas utiliser plié ou comprimé



Ne pas enfoncer une aiguille



Ne doit pas être utilisé par des enfants en bas âge (0-3 ans)



Ne pas nettoyer à sec



Lavable en machine en cycle extra-délicat 30°C



Ne pas blanchir



Ne pas sécher au sèche-linge



Ne pas repasser

Merci d'avoir acheté le coussin chauffant apaisant de Wellcare.

Pour bénéficier d'un confort maximal et être assuré d'une satisfaction optimale, prenez le temps de lire attentivement ces instructions avant votre première utilisation de cette sous-couverture électrique.


INSTRUCTIONS DE SECURITÉ IMPORTANTES CES INSTRUCTIONS DOIVENT ÊTRE CONSERVÉES POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

GARDEZ CES INSTRUCTIONS SOUS LA MAIN!

Ce coussin chauffant a été conçu pour durer de longues années s'il est correctement utilisé.

Gardez donc ces instructions afin de les consulter si besoin en est. Si une autre personne utilise ce chauffe-lit, il faut lui remettre ce mode d'emploi.

Si vous laissez quelqu'un d'autre utiliser ce produit, remettez-lui ce mode d'emploi et assurez-vous qu'il en ait pris connaissance avant l'utilisation.



Technologie 4D DWF® (voir fig. C)

Ce coussin chauffant intègre la dernière technologie novatrice 4D DWF® de WELLCARE. Cette technologie est une révolution dans le secteur du chauffage flexible; elle est le fruit d'un processus de production dernier cri

Notre environnement physique se compose de trois dimensions : largeur, hauteur et profondeur. C'est de là que vient le terme "3D". Wellcare présente maintenant sa technologie 4D DWF®, dont la quatrième dimension est la "température" fournie par un flux de chaleur dynamique. 4D DWF® exploite un concept de système respirant qui crée une circulation de chaleur sur le corps entier, de façon à assurer une dispersion de chaleur homogène, intégrale et rapide. La chaleur est générée par les éléments chauffants. Elle s'accumule autour de plusieurs centaines de trous circulaires à la conception exclusive. Par ces trous, la chaleur se répand dans deux directions afin de créer un flux de chaleur léger. L'énergie thermique peut ainsi circuler rapidement pour réchauffer le corps:

Cette technologie novatrice offre les avantages suivants:

- Meilleure respirabilité
- Chauffage rapide
- Température plus élevée
- Conception exclusive des trous assurant une circulation à 360 degrés de la chaleur
- Surface de distribution de chaleur plus importante
- Transmission de chaleur efficace
- Les flux de chaleur conservent l'humidité ambiante
- Chaleur maintenue à température constante
- Économe en énergie

Cet appareil n'est pas destiné à un usage médical en milieu hospitalier.

- Lisez attentivement ce mode d'emploi et suivez les Instructions.
- N'utilisez pas cet appareil s'il présente des dommages visibles.
- Inspectez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il ne présente pas des signes d'usure et qu'il n'est pas endommagé. Si l'appareil a été mal utilisé ou ne fonctionne pas, ne le rallumez pas et retournez-le au fournisseur.
- Veillez à toujours respecter les consignes de ce mode d'emploi lorsque vous utilisez l'appareil.
- Avant de raccorder l'appareil à l'alimentation électrique, veillez à ce que la tension indiquée sur la plaque signalétique corresponde à celle de l'alimentation secteur.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé s'il est plié ou froissé.
- L'appareil ne doit pas servir de drap. Ne l'insérez pas dans un matelas.
- Ne percez pas l'appareil avec une aiguille, une épingle à nourrice ou tout autre objet pointu.
- Ne tirez pas sur les câbles, ne les entortillez pas et ne les pliez pas.
- Ne transportez pas le produit et ne le débranchez pas en tirant sur son câble secteur.
- N'exposez pas le contrôleur ni le câble secteur à l'humidité ou à des liquides.

- Ne pas utiliser l'appareil lorsqu'il est humide et uniquement dans un environnement sec.
- Ne vous asseyez pas sur le coussin chauffant.
- Ne jamais mettre le coussin chauffant en marche sans surveillance.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des personnes insensibles à la chaleur ou des personnes vulnérables incapables de réagir à une surchauffe.
- N'utilisez pas ce coussin chauffant avec des personnes infirmes, des petits enfants, des personnes insensibles à la chaleur ou des animaux. Les personnes avec une sensibilité à la chaleur limitée ne peuvent utiliser cet appareil que sous supervision.
- Attention ! Ne vous endormez pas lorsque l'appareil fonctionne.
- Une utilisation prolongée peut provoquer des brûlures.
- Si vous utilisez l'appareil pendant une période prolongée (si vous vous endormez), la température doit être réglée sur le niveau le plus bas (réglage 1), afin d'éviter une surchauffe sur la même partie du corps, qui pourrait provoquer des brûlures.
- Quand le fusible a sauté ou la connexion thermique est interrompue, il faut faire réparer le chauffe-lit au magasin où vous l'avez acheté.
- Si le câble d'alimentation électrique de

l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service client ou toute autre personne qualifiée afin d'éviter tout danger.

- N'utilisez pas de minuterie pour mettre l'appareil en marche.
- Évitez de plier ou de tordre l'appareil.
- Dès que le coussin chauffant est mis en marche, il faut éviter:
 - D'y mettre des objets grands et lourds, comme des valises.
 - D'y poser des sources de chaleur, bouillottes ou plaques chauffantes.
 - En raison de ses composants, le contrôleur peut légèrement chauffer ; ne le recouvrez donc jamais et ne le placez pas sur le coussin chauffant ou sur un oreiller, et ne vous couchez pas sur la résistance du matelas électrique.
- Ne pliez pas cet appareil lorsqu'il est chaud.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les enfants de moins de 3 ans ne doivent pas utiliser cet appareil, car ils sont incapables de réagir à une surchauffe.
- L'appareil ne peut être utilisé par les enfants de plus de 3 ans, à moins que l'appareil ait été réglé par un adulte ou qu'on ait expliqué à l'enfant comment utiliser l'unité de commande en toute sécurité.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de

plus de 8 ans et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissance, à partir du moment où elles sont surveillées ou qu'on leur a montré comment utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les dangers qui en résultent.

- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans supervision.
- Pour toute question relative à un problème de santé, consultez un médecin avant d'utiliser l'appareil.
- Si vous utilisez un stimulateur cardiaque, consultez votre médecin et le fabricant du stimulateur cardiaque avant d'utiliser ce produit : il émet un champ électromagnétique pouvant interférer avec les fonctions de votre stimulateur cardiaque dans certaines circonstances.
- Ce coussin chauffant est conçu exclusivement pour réchauffer le corps humain. Ne l'utilisez pas pour des animaux de compagnies ou d'autres animaux.
- N'utilisez pas le coussin sur des parties du corps enflées, irritées ou lésées.
- Si l'application est ressentie comme étant désagréable, voire douloureuse, interrompez immédiatement le traitement.
- Lorsque l'appareil n'est pas utilisé,

- Réglez l'interrupteur du contrôleur en position "O" (éteint).
- La prise doit être débranchée du secteur et l'appareil doit être rangé dans un endroit sec, sans poser de poids dessus.
- Le connecteur enfichable doit être retiré de l'appareil afin d'éviter toute torsion du câble qui pourrait l'endommager.
- Si vous n'utilisez pas le coussin chauffant pendant une période prolongée, nous vous recommandons de le ranger dans son emballage d'origine.
 - Laissez refroidir le tapis chauffant avant de le plier.
 - Ne froissez pas le tapis chauffant en posant des objets dessus après l'avoir plié.
 - Stockez-le dans un endroit sec, à l'écart des liquides et des sources de chaleur.
- Vous ne devez utiliser ce coussin chauffant qu'en association avec l'interrupteur mentionné sur l'étiquette.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 Coussin chauffant
- 1 Enveloppe
- 1 Contrôleur avec câble et connecteur enfichable
- 1 Mode d'emploi
- 1 Catalogue des produits
- 1 Instruction de service

DESCRIPTION DE L'APPAREIL ET DU CONTRÔLEUR (voir fig. A)

1. Câble d'alimentation avec fiche
2. Contrôleur
3. APS (Active Protection System) avec afficheur LED tricolore (des deux côtés)
4. Interrupteur pour mise en service/hors service et réglage de température (1, 2, 3, 4)
5. Type de contrôleur
6. Connecteur enfichable amovible
7. Boîtier de connexion
8. Coussin chauffant
9. Enveloppe

MULTIFONCTIONS

- Peut être utilisé avec ou sans l'enveloppe amovible
- Une face de l'enveloppe amovible est molletonnée pour assurer l'accumulation de chaleur et l'autre face est maillée pour bien rayonner la chaleur

PRÉPARATION DE L'UTILISATION

1. Assurez-vous que le coussin chauffant (8) n'est pas plié ni froissé.
2. Branchez le connecteur enfichable amovible (6) au boîtier de connexion (7). Remarque : le boîtier de connexion doit toujours être tourné vers l'ouverture de l'enveloppe amovible (9) afin de faciliter la connexion au contrôleur. (voir fig. B).
3. Vous pouvez utiliser ce coussin chauffant avec ou sans enveloppe (9). Lorsque vous employez le produit avec l'enveloppe, n'utilisez que l'enveloppe fournie.
4. Assurez-vous que le contrôleur (2) n'est pas couvert par le drap, un oreiller ou d'autres objets.
5. Branchez le câble secteur (1) à la prise.

ALLUMEZ

Lorsque vous l'utilisez, assurez-vous que le coussin chauffant n'est pas froissé et qu'aucun pli ne s'est formé.

L'appareil ne doit être branché qu'à une prise électrique 230 V c.a.. Pour allumer le coussin, utilisez l'interrupteur(4). Trois sonneries se font entendre afin de confirmer le bon fonctionnement de la sous-couverture.

Réglage de la température :

4 = chaleur maximale

2-3 = chaleur moyenne

1 = chaleur minimale

0 = éteint

APS (Active Protection System) - LED tricolore

Cet appareil est équipé avec le technologie APS (Active Protection System) (3), qui détecte les erreurs de fonctionnement ou les défaillances des composants. Les LED tricolores (3) visibles sur les deux côtés du contrôleur (2) et les sonneries vous aident à utiliser le tapis chauffant de façon aisée et sûre.

Vert - Le coussin chauffant a atteint le niveau de température désiré.

Orange - Le coussin chauffant est en train de se préchauffer afin d'atteindre le niveau de température désiré.

En raison de la variation de température dans des environnements différents (chambre, lit, etc.), il se peut que la LED APS passe en quelques secondes du vert à l'orange, ce qui indique un chauffage continu lorsque le coussin chauffant est en cours d'utilisation. Dans une telle situation, notez que le produit fonctionne correctement.

Rouge et sonnerie - Possibilité de défaillance ou de surchauffe ; cessez immédiatement toute utilisation.

L'allumage de la LED en rouge et la sonnerie avertissent des situations suivantes:

- Lorsque l'appareil est sous tension, mais que le connecteur de la fiche amovible (6) n'est pas branché : une sonnerie est émise toutes les secondes. Branchez le connecteur de la fiche amovible (6) au boîtier de connexion (7) puis rallumez le contrôleur.
- Lorsque des composants essentiels sont endommagés : une sonnerie continue est émise. Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation de la prise secteur
- Si les fils chauffants ou d'autres composants sont endommagés et que l'appareil ne peut plus fonctionner : une sonnerie est émise toutes les secondes.
- Lorsque le coussin chauffant (8) est plié ou complètement couvert, la température de l'appareil augmente et un bip retentit toutes les deux secondes. Éteignez-le et inspectez-le s'il est mal utilisé.

Les avertissements ci-dessus ne peuvent pas couvrir toutes les défaillances possibles, car la défaillance de certains composants n'entraîne pas l'allumage de la LED en rouge ni une sonnerie.

CHAUFFADE TURBO

Ce coussin chauffant est doté d'une fonction de chauffage turbo qui permet à l'utilisateur de ressentir la chaleur 7-10 minutes après son allumage au réglage de température 4.




FONCTION MINUTERIE

Vous pouvez maintenant apprécier une chaleur agréable. Ce coussin chauffant est doté d'une fonction d'extinction automatique. Le coussin chauffant s'éteint automatiquement après environ 90 minutes. Pour le rallumer, vous devez d'abord remettre l'interrupteur (4) en position '0'. Vous pouvez rallumer l'appareil après environ 5 secondes.



ATTENTION

Lorsque vous l'utilisez, assurez-vous que le coussin chauffant n'est pas froissé et qu'aucun pli ne s'est formé.




En raison de ses composants, le contrôleur peut légèrement chauffer ; ne le recouvrez donc jamais et ne le placez pas sur le coussin chauffant ou sur un oreiller, et ne vous couchez pas sur la résistance du matelas électrique.

Ne testez pas la température du chauffe-lit en y posant la main. La main est moins sensible à la chaleur que la peau du reste de votre corps. Une température perçue par les mains comme moitié chaude, peut s'avérer moins agréable quand vous vous couchez sur le chauffe-lit.

Seules les personnes qualifiées qui utilisent des pièces de rechange originales sont autorisées à faire des réparations. Les réparations effectuées par des personnes non-qualifiées peuvent comporter des risques pour l'utilisateur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Coussin chauffant:



- Avant de nettoyer le coussin chauffant (8), débranchez-le toujours de la prise murale. Retirez l'enveloppe et débranchez le connecteur enfichable (6) du boîtier de connexion (7). Laissez le coussin chauffant refroidir.
- Le câble et le contrôleur (2) doivent être placés dans un endroit sec où ils ne seront pas en contact avec de l'eau ou d'autres liquides.
- Notez que le coussin chauffant ne doit pas être nettoyé à sec, tordu, séché en machine, pressé, repassé ou blanchi.
- Les petites taches sur le coussin chauffant peuvent être éliminées à l'aide d'un chiffon humide.
- Réglez le lave-linge sur un cycle de lavage délicat à 30°C. Utilisez un détergent doux pour textiles délicats et dosez-le selon les instructions du fabricant.
- Utilisez toujours un sac pressing pour protéger au mieux les trous et le tissu.
- Pour les couleurs sombres, lavez toujours à part.
- Après le lavage, remettez le coussin chauffant en forme tant qu'il est encore humide. Pour le faire sécher, posez-le à plat sur une serviette ou un coussin absorbant ou sur un étendoir.
- N'utilisez pas de pinces à linge pour fixer le coussin chauffant à l'étendoir, car vous risqueriez de l'endommager.
- Notez qu'un lavage excessif entraînera l'usure du produit. Par conséquent, le coussin chauffant ne doit être lavé au maximum que 10 fois pendant toute sa durée de vie.
- Ne réutilisez le coussin chauffant que lorsqu'il sera complètement sec.
- N'allumez jamais le coussin chauffant pour la faire sécher.

Enveloppe amovible:

- L'enveloppe doit être lavée séparément du coussin chauffant.
- Notez que l'enveloppe ne doit pas être nettoyée à sec, tordue, séchée en machine, repassée ou blanchie.
- Utilisez toujours un sac de lavage pour protéger le tissu.
- Après le lavage, remettez l'enveloppe en forme tant qu'elle est

encore humide. Pour la faire sécher, posez-la à plat sur une serviette ou un coussin absorbant ou sur un étendoir.

STOCKAGE

Si vous ne comptez pas utiliser le coussin chauffant pendant une longue période, suivez les conseils suivants:

- Retirez le connecteur enfichable du boîtier de connexion.
- Laissez toujours le coussin refroidir avant de la ranger.
- Rangez-la dans l'emballage d'origine et placez-la dans un endroit sec.
- Ne posez aucun objet au-dessus de l'appareil.

ÉLIMINATION ÉCOLOGIQUE

Suivant la directive de l'Union Européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, les appareils électroménagers ne peuvent plus être déposés avec les déchets résiduels, mais à un point de collecte local afin de rendre possible le recyclage des pièces et de réduire ainsi la perte de ressources précieuses.



Le symbole de la poubelle barrée vous rappelle de cette obligation. Contactez le service communal concerné pour apprendre plus sur les règles locales.

CONDITIONS DE GARANTIE

Remarque Wellcare fournit une garantie limitée de deux ans sur ce produit. Wellcare garantit que ce produit sera exempt de tout défaut matériel et de fabrication pendant une période de deux ans à partir de la date d'achat.

Au cours de la période de deux ans qui débute à la date d'achat, Wellcare s'engage à remplacer les produits défectueux couverts par cette garantie limitée. Notez qu'une copie lisible de la preuve d'achat du produit est requise. Pour demander une intervention dans le cadre de la garantie limitée, ramenez le produit défectueux dans le magasin où vous l'avez acheté, avec une copie lisible de la preuve d'achat, pendant la période de garantie limitée. Le produit de remplacement reprendra la période restante de garantie limitée du produit initial.

Si votre produit rencontre un problème, nous vous conseillons d'appeler notre helpdesk avant de le ramener au magasin où vous l'avez acheté.

Notez toutefois que notre garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par l'expédition du produit à votre adresse ni par des causes

externes, et notamment : accidents, utilisation abusive ou inappropriée, problèmes électriques, utilisation non conforme aux instructions du produit, défaut d'entretien raisonnable, problèmes causés par l'emploi de pièces et de composants non fournis par Wellcare, ainsi que les problèmes causés par une réparation non autorisée du produit Wellcare. En outre, notre garantie limitée ne couvre pas les dommages dus à des défauts dont vous auriez connaissance lorsque vous avez acheté le produit.

Cette garantie limitée vous octroie des droits spécifiques reconnus par la loi, ainsi que d'autres variant d'un pays (ou d'une juridiction) à l'autre. La responsabilité de Wellcare à l'égard de défaillances et de défauts du produit se limite à son remplacement, tel qu'exposé dans la présente déclaration de garantie limitée. Toutes les garanties explicites et implicites pour le produit, y compris, mais de manière non exhaustive, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier, sont limitées à la période de garantie limitée exposée ci-dessus, et aucune garantie, explicite ou implicite, n'est d'application au terme de cette période. Wellcare décline toute responsabilité au-delà des recours exposés dans cette garantie limitée ou à l'égard de dommages indirects, accidentels ou consécutifs.

DONNEÉS TECHNIQUES

Modèle: WE-167SPHD

Dimensions: 30 x 40 CM

Alimentation électrique: 230V ~ 50Hz

Puissance calorifique: 100W

Modèle: WE-167SPLHD

Dimensions: 35 x 46 CM

Alimentation électrique: 230V ~ 50Hz

Puissance calorifique: 100W

WELLCARE[®]

wellcare-global.com